

# Heißeinbettpresse

## Simplimet 1000

### Prinzip

Einbetten von Proben unter Druck und Temperatur mittels thermoplastischer oder duroplastischer Einbettmittel

---

<b>Hersteller</b>	Buehler Ltd
<b>Probendurchmesser</b>	25 mm, 40 mm
<b>Pressdruck</b>	80 - 300 bar
<b>Heiztemperatur</b>	120 - 360 °C
<b>Heizzeit</b>	0 - 20 min
<b>Kühlzeit</b>	0 - 30 min
<b>Option</b>	Leitfähige Einbettmittel verfügbar

---