Massenspektrometer

QMS 403C Aeolos

Prinzip

Bestimmung der im Abgasstrom befindlichen Fragmente von Zersetzungsprodukten sowie Dokumentation der Veränderungen der Atmosphäre während des Versuches.

Hersteller	NETZSCH
Kathode	2 Iridium Kathoden, Y ₂ O ₃ beschichtet
Massenbereich	1 bis 300 amu
Kopplung	Quarzglaskapillare, beheizbar bis 300 °C
Kopplung möglich mit	 Dilatometer DIL 402E DSC 204F1 Phoenix DSC 204HP Phoenix STA 449C Jupiter STA 449F3 Jupiter