

# Multiementanalytik

## ICP-OES iCAP 6300 DUO

### Prinzip

Multiementanalytik von Spuren und Hauptkomponenten aus Lösungen (Aufschlüsse, Flüssigkeiten) durch Emission von Atomen und Ionen aus einem induktiv gekoppelten Plasma.

---

<b>Hersteller</b>	Thermo Scientific
<b>Echelle-Optik</b>	Wellenlängenbereich 166 bis 847 nm
<b>Radiale und axiale Messung (Duo-Option)</b>	Beseitigung von Ionisationseffekten, Erhöhung der Nachweisgrenzen
<b>Nachweisgrenzen</b>	Abhängig vom Element 10 bis 0,01 µg/L

---