

# Rotationsprobenteiler

## PT100

### Prinzip

Repräsentative Probenentteilung von Pulver

---

<b>Hersteller</b>	Retsch
<b>Anzahl der Teilmengen</b>	8
<b>Zuführung Pulver</b>	Rüttelrinne
<b>Maximale Aufgabemenge</b>	5000 cm <sup>3</sup>
<b>Behältergrößen</b>	250 cm <sup>3</sup>
<b>Max. Partikelgröße</b>	< 10 mm
<b>Drehzahl</b>	110 min <sup>-1</sup>
<b>Variation</b>	Rüttelamplitude

---