
Stereomikroskop

MZ7.5

Prinzip:

Beleuchtung der lichtundurchlässigen Probe senkrecht oder seitlich, Bilderzeugung durch reflektiertes Licht.

Hersteller	Leica
Lichtquelle	Halogenlampe
Beleuchtung	Ringlicht, Diffuses Ringlicht, Schwanenhalslichtleiter
Vergößerungsbereich	6,3 - 50x
Objektive	1x
Kamera	CCD, 2/3-Zoll-Chip, 5 Megapixel
Zubehör	Bilddatenbank, Bildanalysesoftware, Panoramabilder